



MOVE
LIGHT



EASY TO HANDLE !

MOVE LIGHT

De MoveLight is een lichtgewicht rollator met anatomische gevormde handgrepen, een gepolsterde zitting en een comfortabele zachte rugsteun. De zitdiepte in combinatie met de stevige rugsteun maken dat de MoveLight rollator zeer comfortabel zit.

De MoveLight rollator is voorzien van een automatische inklapbeveiliging en dankzij de stevige wielen is hij geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

In hoogte verstelbaar van 81 tot 92 cm.

| | |
|--------------|-------------|
| Breedte: | 63 cm |
| Zithoogte: | 59 cm |
| Wielgrootte: | 200 x 30 mm |
| Gewicht: | 7,5 kg |

Maximum gebruikersgewicht: 100 kg

Leverbaar in twee kleuren:

Art. nr. V0504180 – Zilver

Art. nr. V0504185 – Blauw



EASY TO HANDLE !